

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| DISTRIBUTORE/AGENTE:       | DATA ORDINE:              |
|                            | DATA CONSEGNA:            |
| CODICE VALUTAZIONE<br>ORM- | NOME DESTINATARIO/UTENTE: |

comprensivo della cintura pelvica a 45°  
per bacino 894



secondo la norma  
ISO 7176/19



Prodotto marcato CE

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici  
(Ministero della Salute)



Attenzione! Leggere  
attentamente il manuale  
d'uso e manutenzione

## FUNZIONI

- **Telaio leggero pieghevole ad ombrello**, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche.
- **Maniglie regolabili in altezza di serie**, senza l'uso di attrezzi.
- **Schienale** semirigido reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo.
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato.
- **Tappezzeria** sfilabile per il lavaggio con imbottitura estremamente traspirante e veloce da asciugare, **ottima per la distribuzione del carico**; **tessuto Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Con **barre interne in alluminio**.
- **Cestino** porta oggetti in rete sul retro dello schienale.
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza.
- **Fascia poggiamambe**.
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da cm 15 e posteriori da cm 20 con freni indipendenti e **pedalino per superamento scalini**.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




## MISURE

Colore cuscino: **Nero e rosso**

Colore Telaio: **Nero**


- ☐ **CLIP 1**
- ☐ **CLIP 2**
- ☐ **CLIP 3**

Misure in cm:




Seduta vista dall'alto

17 cm / 6,7 in



32 cm / 12,6 in

**Larghezza seduta**  
con cuscinetti di spinta laterale  
imbottiti, smontabili con zip.



| Mis. | Portata Massima | Peso Totale | A  | B  | B1* | C       | D      | E  | F  | G   | H  | I     | L  | M  | N   | O  | P  | Q       |
|------|-----------------|-------------|----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|----|-------|----|----|-----|----|----|---------|
| 1    | 30 kg           | 10,3 kg     | 40 | 51 | 39  | 101-108 | 0°-12° | 25 | 55 | 18° | 46 | 12-20 | 78 | 84 | 114 | 30 | 34 | 110-125 |
| 2    | 35 kg           | 10,5 kg     | 40 | 51 | 39  | 101-108 | 0°-12° | 30 | 59 | 18° | 48 | 21-31 | 78 | 92 | 114 | 30 | 34 | 120-140 |
| 3    | 40 kg           | 10,7 kg     | 40 | 51 | 39  | 106-113 | 0°-12° | 35 | 63 | 18° | 49 | 25-35 | 84 | 98 | 118 | 34 | 36 | 135-155 |

\*Larghezza seduta togliendo i cuscinetti di spinta laterale imbottiti.

☐ **835** Poggiatesta con protezioni parietali.



☐ **816** Cuscinetti di contenimento laterali per il tronco.



☐ **853** Pettorina a bretellaggio.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **906** Cintura a bretellaggio a cinque punti.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **903** Pettorina a bretellaggio a cinque punti.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)



☐ **894** Cintura pelvica a 45°.  
(S per la misura 1 e 2 - M per la misura 3)  
Compresa nel modello base.



☐ **834N** Divaricatore imbottito e rimovibile.  
☐ mini/S ☐ M



☐ **858** Cestino portaoggetti.



☐ **827** Cinturini fermapiiedi.



☐ **812** Direzionatori ruote anteriori.



☐ **819** Cappottina.



☐ **818** Sacca termica.




☐ **825** Sacca parapioggia.  
(da fissare alla cappottina 819).



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli)  
per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)




**853**



Small  
A=30 cm  
B=31,5 cm

Medium  
A=39,5 cm  
B=39 cm

**834N**



mini/S  
A=12 cm  
B=4 cm  
C=14 cm

Medium  
A=15 cm  
B=4 cm  
C=17 cm

Note.....  
.....  
.....  
.....