

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
CODICE VALUTAZIONE	DATE CONSEGNA:
ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- Telaio e forcella leggeri in lega di alluminio.
- Manubrio regolabile in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- Manopole ampie ed ergonomiche, per aumentare il comfort.
- Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; disazionabile per permettere una sterzata completa. È possibile scegliere fra due resistenze elastiche.
- Supporto toracico imbottito memory, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- Freno anteriore a disco con dispositivo di bloccaggio per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- Sella sportiva regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- Ruote pneumatiche da strada con strisce rifrangenti, facilmente smontabili con chiave.



Prodotto Marcato CE

COSA INDOSSARE





Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☒ _____

☐ misura L

misure in cm

MISURE



Mis.	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso solo telaio	Peso ausilio senza ruote	Port.Max
L	62	92	95-107	192	71-84	72,5-92	127	150-190	5,7 kg	10,2 kg	100 kg

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

Molla limitatore di sterzata ☐ Morbida  ☐ Dura  In assenza di indicazioni, il Frame Runner verrà fornito con la molla dura.	Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile. ☐ M ☐ L  In assenza di indicazioni verrà fornita la misura L.	Seleziona la misura del manubrio. ☐ M ☐ L  indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880. ☐ Sinistra ☐ Destra In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.	Seleziona la lunghezza canotto sella. ** non copre tutto il range di regolazione. ☐ **15 cm ☐ **24 cm ☐ 28 cm  In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 28 cm.
--	--	--	---

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

☐ 880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio. Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche 	875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente. ☐ Sinistra ☐ Destra 	845 Sostegno avambraccio. ☐ Sinistra ☐ Destra 	102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico. ☐ S-M ☐ L 
☐ 876 Sella monociclo. 	☐ 103 Imbottitura per sella monociclo. 	☐ 114 Sella comfort. 	☐ 113 Coprisella per sella comfort. 
☐ 104 Imbottiture laterali telaio. 	☐ 105 Imbottiture posteriori telaio. 	☐ 106 Imbottiture sotto sella. 	☐ 107 Freni di stazionamento, dx e sx. 

☐ 108 Luce anteriore.
(con ricarica USB)



☐ 109 Luce posteriore.
(con ricarica USB)




☐ 110 Porta borraccia.
Borraccia non inclusa




☐ 111 Copri raggi trasparenti-
per ruote posteriori, dx e sx.
Solo per ruote di serie.



☐ 117 Borsone di trasporto con manici, ruote integrate e apertura laterale completa con cerniera lampo, per Frame Runner con ruote smontate.



A	B	C
74 cm	132 cm	75 cm




Ripiegabile per lo stoccaggio

☐ 118 Set 2 borse per ruota
anteriore e ruote posteriori, con zip.




A	B
80 cm	87 cm

Supporto toracico imbottito




	A	B	C
M	16 cm	32 cm	5,8 cm
L	20 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio




	A
M	55 cm
L	64 cm

102




	A	B
S-M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm

876



A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm

114



A	B
25,5 cm	20 cm