

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato CE



Attenzione!
Leggere attentamente il
manuale d'uso e manutenzione

CARATTERISTICHE

- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Limitatore di sterzata disazionabile con molle** che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale; sganciabile per permettere una sterzata completa. È possibile scegliere fra due resistenze elastiche.
- **Supporto toracico imbottito memory**, regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Con tappezzeria traspirante, facilmente rimovibile per il lavaggio.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** per la salita e la discesa, azionabile tramite leva sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica** regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Ruote pneumatiche da strada o da MTB** con strisce rifrangenti. Sgancio rapido ruota anteriore. Ruote posteriori facilmente smontabili con chiave.




Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco: ☐

MISURE

misure in cm

☐ misura M

☐ misura L



	A	B	C	D ¹	E	F ²	G	H	Peso ³	Port.Max
M	55	86	84-97	159	53-64	58-73	106	120-150	17 kg	70 kg
L	62	92	95-107	187	71-84	70-92	127	150-190	18 kg	100 kg

Misure prese con ruote da strada.

¹ Misura M con ruota da 26", D_{max} = 164 cm - Misura L con ruota da 28", D_{max} = 192 cm

² Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

³ Peso calcolato senza sistema di abbattimento sella.

COMPONENTI OPZIONABILI SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL FRAME RUNNER

☐ Sistema di abbattimento sella, per facilitare la salita e la discesa dall'ausilio. ☐ Leva di comando orientata verso il basso		 Configurazione standard: leva orientata verso l'alto (come in foto). Per richiedere il montaggio con leva orientata verso il basso, selezionare l'opzione sopra.	Seleziona la misura del supporto toracico imbottito, multiregolabile. ☐ S ☐ M ☐ L
			 In assenza di indicazioni verrà fornita la misura corrispondente.
Seleziona la misura del manubrio. ☐ S ☐ M ☐ L  Indicare la posizione del freno sul manubrio o sulle maniglie ergonomiche 880. ☐ Sinistra ☐ Destra In assenza di indicazioni il freno verrà montato a destra.	Seleziona la lunghezza canotto sella. ** Il canotto di 15 cm non copre tutto il range di regolazione. ☐ **15 cm ☐ 28 cm  In assenza di indicazioni verrà fornito il canotto da 28 cm.	Molla limitatore di sterzata ☐ Morbida ☐ Dura   In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con la molla morbida e la misura L con la molla dura.	

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

101/101MTB Ruote dimensioni: CONFIGURAZIONI POSSIBILI

☐ **Ruote MTB** (In assenza di indicazioni, il Frame Runner verrà fornito con ruote da strada).

Frame runner M

In assenza di indicazioni, la misura M verrà fornita con il tris ruote da strada da 24".

Frame runner L

In assenza di indicazioni, la misura L verrà fornita con il tris ruote da strada da 26".

- ☐ Ruota anteriore con forcella 20" - Ruote posteriori 24"
- ☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"

- ☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 24"
- ☐ Ruota anteriore con forcella 24" - Ruote posteriori 26"
- ☐ Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 24"
- ☐ Ruota anteriore con forcella 26" - Ruote posteriori 28"
- ☐ Ruota anteriore con forcella 28" - Ruote posteriori 28"

COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

☐ **880** Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). Stessa misura del Manubrio. Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

☐ Sinistra ☐ Destra



845 Sostegno avambraccio.

☐ Sinistra ☐ Destra



102 Fascia toracica regolabile, da applicare al supporto toracico.

☐ S-M ☐ L



☐ **876** Sella monociclo.



☐ **103** Imbottitura per sella monociclo.



☐ **113** Coprisella per sella standard.



115 Reggisella regolabile in antero-posteriore. Consente di regolare la posizione della sella in avanti o indietro in base alle esigenze dell'utilizzatore.

☐ M Solo per Frame Runner M ☐ L Solo per Frame Runner L



☐ **104** Imbottiture laterali telaio.



☐ **105** Imbottiture posteriori telaio.



☐ **106** Imbottiture sotto sella.



☐ **107** Freni di stazionamento, dx e sx.

☐ **107MTB** Freni di stazionamento, dx e sx (SOLO PER RUOTE MTB)



☐ **108** Luce anteriore. (con ricarica USB)



☐ **109** Luce posteriore. (con ricarica USB)



☐ **110** Porta borraccia. Borraccia non inclusa




☐ **111** Copri raggi trasparenti per ruote posteriori, dx e sx.




COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

- ☐ **117** Borsone di trasporto con manici, ruote integrate e apertura laterale completa con cerniera lampo, per Frame Runner con ruote smontate.



A	B	C
74 cm	132 cm	75 cm



Ripiegabile per lo stoccaggio

- ☐ **118** Set 2 borse per ruota anteriore e ruote posteriori, con zip.

NEW



A	B
80 cm	87 cm

Note: —

—

—

—

—

—

—

—


—

—

—


MISURE COMPONENTI

Supporto toracico imbottito




	A	B	C
S	12 cm	24 cm	3,6 cm
M	16 cm	32 cm	5,8 cm
L	20 cm	32 cm	5,8 cm

Manubrio



	A
S	50 cm
M	55 cm
L	64 cm


115



	A	B
M	20 cm	20,5 cm
L	13 cm	20,5 cm


Range di regolazione in profondità della sella:
Misura M: 6 cm.
Misura L: 10 cm.

102



	A	B
S-M	8 cm	45-59 cm
L	8 cm	63,5-84 cm

876



A	B	C
13,5 cm	31 cm	9 cm