ITALIANO – cod.220614 -20.10.26



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

GRILLO

adaptive seating



GRILLO
adaptive seating

Più di un semplice seggiolone.

Grillo Adaptive Seating di Ormesa è un **seggiolone a configurazione regolabile per bambini e ragazzi compatto, ideale per essere utilizzato in molti contesti**, come lo svolgimento di attività quotidiane a scuola e a casa.

Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale** e tipico della **"famiglia di prodotto GRILLO"** consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.

Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria portante **estremamente traspirante, resistente, facilmente lavabile** e **ignifuga.**

Il rivestimento estraibile è realizzato con un'**imbottitura altamente innovativa**: Il materiale permette un'**ottimale distribuzione del peso**, una **traspirazione elevatissima** ed ha un **comfort eccellente**. Disponibile in **tre colori: rosso, rosa e blu.**

Grazie ad un'**ampia gamma di componenti disponibili**, si adatta facilmente ad ogni esigenza. Disponibile in **tre misure.**



PRODOTTO MARCATO CE

GRILLO ADAPTIVE SEATING è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745

Tre configurazioni

per soddisfare ogni esigenza

Grillo Adaptive Seating di Ormesa è un ausilio studiato per **venire incontro alle esigenze di grandi e piccoli**: i genitori sanno che il seggiolone diventa un oggetto fondamentale nello sviluppo del bambino per lo svolgimento di qualsiasi attività; il bambino implementa la capacità di vedere il mondo circostante con una nuova prospettiva, di sentirsi più partecipe nelle attività quotidiane e di comunicare con gli altri in un modo tutto nuovo. Nascono così tre configurazioni differenti per soddisfare ogni necessità:

› Grillo Adaptive Seating con **componente 863 poggiatesta esterno posturale** adatto per bambini che necessitano di un supporto regolabile in inclinazione e profondità.

› Grillo Adaptive Seating con **componente 865 poggiatesta imbottito** oppure **componente 835 poggiatesta sagomato**, in base alle necessità di contenimento laterale ed occipitale del capo.







863 Poggiatesta posturale che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità.

865 Poggiatesta imbottito
regolabile in altezza.



835 Poggiatesta sagomato
con contenimento laterale ed occipitale, regolabile in altezza.



Base standard e base ribassata

La versatilità di cui hai bisogno

Grillo Adaptive Seating è dotato di un **telaio chiudibile** in alluminio, verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Il **sistema di regolazione in altezza brevettato** azionabile tramite molle a gas consente di modificare l'altezza del seggiolone, anche con il bambino seduto: ideale per farlo accedere a diversi piani di appoggio e di lavoro con estrema facilità e comfort e ad avvicinarlo a terra per facilitarne la discesa.

Il sistema di sicurezza integrato, impedisce l'azionamento accidentale.

Grazie al suo **design intelligente si adatta all'ambiente circostante**, permettendo al bambino di partecipare alle attività quotidiane ed interagire con la famiglia e con gli altri bambini.



NEW

4 RUOTINE PIROETTANTI CON FRENO, gommate e carterizzate, per evitare l'intrappolamento della sporcizia nel meccanismo di rotazione.

Consentono di spostare facilmente l'ausilio anche con il bambino seduto.



Base ribassata

per arrivare più vicino a terra di quanto non sia possibile con la base da interni standard *(spesso utile nell'utilizzo comunitario, alla scuola dell'infanzia).* Mantiene le stesse caratteristiche della base standard ed è disponibile per le misure mini e Small.

NEW



Alta performance

Doppio rivestimento all'avanguardia



La tappezzeria premium abbinata al tessuto portante non estraibile, oltre ad offrire un'**ottima stabilità** a tronco e bacino, garantisce un **altissimo livello di traspirabilità**, a vantaggio del comfort e della salute della cute.



- **Ottimale "self supporting effect"**: la struttura dell'imbottitura, altamente innovativa, permette **un'ottimale distribuzione del peso** ed offre un ottimo comfort. La pressione viene distribuita in modo ottimale con una significativa riduzione della pressione puntuale.

  Ha una **resistenza a compressione** (Compression stress value) (DIN EN ISO 3386) maggiore rispetto alla tradizionale gommapiuma.

- **Leggero e traspirante**: garantisce una circolazione dell'aria estremamente elevata, **riducendo la sudorazione** e favorendo la termoregolazione.

- **Igienico**: di facile lavaggio con tempi di asciugatura rapidi.
- **Resistente all'abrasione**: La trama del rivestimento ad elevata resistenza mantiene la performance anche a carichi elevati (test ISO 12947).
- **Ignifugo**: secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Certificato Oeko-Tex**: per tutti i tessuti che sono a diretto contatto con la pelle, a garanzia di qualità e sicurezza per la salute.

Caratteristiche tecniche e regolazioni





Schienale

Reclinabile in maniera semplice e sicura con molla a gas, con fulcro fisiologico per rendere la regolazione confortevole. Regolabile in altezza a scorrimento in modo semplice, senza il rischio di perdere la vite. Abbattibile per il trasporto.





Seduta

Ergonomica e basculabile tramite molla a gas per garantire maggior comfort. Regolabile in profondità a scorrimento, senza il rischio di perdere la vite, e in larghezza tramite pelotte al bacino multiregolabili.





Pelotte al bacino multiregolabili

per un maggior contenimento. Regolabili in rotazione, larghezza e profondità.







Braccioli multiregolabili

morbidi e regolabili in altezza, inclinazione, rotazione e larghezza.







Poggiagambe

regolabile in altezza e inclinazione, in profondità insieme alla seduta, con fulcro fisiologico per rendere la regolazione confortevole.

Poggiapolpacci

morbidi, regolabili in altezza e profondità.

Poggiapiedi

ribaltabili e regolabili in flesso-estensione.

Compatta e stabile

regolazioni senza ostacoli





Regolazioni con snodi fisiologici

Gli snodi di regolazione del sistema di seduta si avvicinano alle articolazioni dell'utente (articolazione coxo-femorale, del ginocchio e tibiotarsica).

Questa caratteristica strutturale determina un notevole beneficio per il bambino, in quanto **la postura non viene modificata durante le regolazioni.**





Componenti



947 Cintura pelvica ad angolo variabile
Disponibile in tre misure. Fornita di serie.



920 Cintura pelvica a quattro punti
Disponibile in due misure.



838 Pelotte toracali
regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in tre misure.

Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.



868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco
regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. Disponibili in due misure.

Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.



961 Pelotte per gomito

Rivestite con materiale traspirante ed estraibili per il lavaggio.



853 Pettorina a bretellaggio
Disponibile in due misure.

Componenti



853 slim Pettorina sagomata a quattro punti



834R Divaricatore imbottito regolabile
in profondità e abduzione. Disponibile in due misure.



834N Divaricatore imbottito stretto
regolabile in profondità insieme alla seduta. Disponibile in due misure.



824 Tavolo con incavo avvolgente
regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.

Tavolo costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



960 Fermatalloni



962 Fermapiedi + Fermatalloni

Grillo A.Seating

Con base standard: misure in cm




	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	altezza utente (H)	peso totale	portata max.
mini	16-26	16-26	30-41	30-50	12-15	15	49	59	15-25	68	75-105	20,4kg	25 kg
Small	20-30	20-30	35-47	35-60	15-18	17	53	65	20-31	68	90-120	22,6 kg	35 kg
Medium	25-35	28-43	40-55	40-70	16-20	20	58	74	25-40	70	110-145	24,3 kg	45 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

Grillo A.Seating

Con base ribassata: misure in cm



	A	B	C*	C1	C2	D	E	F*	G	L	M	altezza utente (H)	peso totale	portata max.
mini	16-26	16-26	30-40	30-41	30-50	12-15	15	55,5	57	15-25	58	75-105	18 kg	25 kg
Small	20-30	20-30	36-48	35-47	35-60	15-18	17	60	63	20-31	60	90-120	18,5 kg	35 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 13485

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 **|** 06034 Foligno (PG) – ITALY
Tel. +39 0742 22927 **|** info@ormesa.com

www.ormesa.com